

Zeitschrift: Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène
Herausgeber: Bundesamt für Gesundheit
Band: 65 (1974)
Heft: 2

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



HAMILTON-Mikroliter-Dosierspritzen

zum Einspritzen kleinster Mengen.

Feinsteinstellung 0,01 mm³
Ein Versuch überzeugt!

RUDOLF HUNTER 8702 Zollikon-Zürich, Rotfluhstraße 19, Tel. 051/65 42 72

Der neue
Schmelzpunkt-
Bestimmungsapparat

BÜCHI


BÜCHI SMP-20

- Methode Dr. Tottoli
- Temperaturvorwahl 0 bis 300°C
- Automatische Temperaturprogramme für Anstiegsgeschwindigkeiten von 0,2, 0,5, 1, 2, 3, 5°C/Min.
- Möglichkeit zur Bestimmung von Siede- und Fließpunkten
- Auf Wunsch mit eingebautem Kühlventilator
- Preiswert

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen.

BÜCHI LABORATORIUMS-TECHNIK AG, CH-9230 FLAWIL

Mettler




*Erleben Sie
das neue Wägen:*

mit dieser Taste

Taste drücken – einwiegen – ablesen. So einfach war wiegen noch nie. Keine Fehlbedienung, keine Fehlanzeige. Verblüffend schnell stehen die Resultate. Bei jeder Wägung sparen Sie Sekunden. Das kommt Ihren Terminen zugute. Das steigert Ihre Wägekapazität. Die 1-Tasten-Automatik arbeitet für Sie: Null einstellen, tarieren, Resultate speichern oder verrechnen – durch einen kurzen Tastendruck. Die Waagenelektronik nimmt Ihnen sogar das Ablesen ab. Denn Sie können die Wägedaten automatisch erfassen und auswerten lassen.

Das ist das neue Wägen. Mit der neuen Waagengeneration von Mettler. Die müssen Sie erlebt haben! Ihre Testwaage steht bereit.



PT1200: 0,01 g/1200 g
PS1200: 0,1g/1200 g

12.5/15.71 A

Mettler Instrumente AG, CH-8606 Greifensee-Zürich, Switzerland, Tel. (01) 87 63 11
Mettler-Waagen GmbH, 63 Giessen 2, Postfach 2840, BRD, Tel. (06 41) 58 41
Mettler Instrumenten N.V., Postbus 68, Arnhem, Holland, Tel. (085) 45 20 01
Mettler Instrument Corporation, Box 100, Princeton, N.J. 08540, USA, Tel. (609) 448-3000