

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schauplatz Spitex : Zeitschrift der kantonalen Spitex Verbände
Zürich, Aargau, Glarus, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, St.
Gallen, Thurgau**

Band (Jahr): - **(2012)**

Heft 2: **Spitex und Psychiatrie**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Nutzungsbedingungen



Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



Mehr Sicherheit für Ihr Pflegepersonal



mylife™ Clickfine®

- Universell – Passt auf alle gängigen Injektionspens
- Einzigartige universal click® Technologie für eine einfache und schnelle Handhabung
- Nadellängen durch unterschiedliche Farbcodierung klar erkennbar
- **swissmade**

mylife™ Needle Remover™

- Das optimale Sicherheitsprodukt zum Abschrauben von Pen-Nadeln
- Vermindert das Risiko von Stichverletzungen
- Mehr Sicherheit für Ihr Fachpersonal
- Passt auf die mylife™ Clickfine® Pen-Nadeln

mylife™ Pura®

- Einfach: Hygienisches Einführen und Entnehmen des Teststreifens ohne Blutkontakt
- Zuverlässig: Höchste Präzision und Genauigkeit (ISO-Studie IDT Ulm, Poster DDG 2009)
- Schnell: Messergebnis in 5 Sekunden
- Komfortabel: Grosses, beleuchtetes und gut lesbares Display
- Elegant: Exklusives **swissdesign**

mylife™ SafetyLancets

- Die vor und nach Gebrauch sicher verborgene Nadel verhindert Stichverletzungen.
- Durch die Einmal-Auslösefunktion kann die Lanzette kein zweites Mal verwendet werden.
- Die Sicherheitsversiegelung garantiert, dass die mylife™ SafetyLancets noch unbenutzt sind.
- Die Schutzkappe bewahrt die Sterilität und verhindert eine Kontamination vor dem Gebrauch.

Für Produktinformationen steht Ihnen der Kundendienst von Ypsomed unter der Gratisnummer 0800 44 11 44 gerne zur Verfügung.