

Objekttyp: **FrontMatter**

Zeitschrift: **Hebamme.ch = Sage-femme.ch = Levatrice.ch = Spendrera.ch**

Band (Jahr): **103 (2005)**

Heft 9

PDF erstellt am: **22.07.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)

<http://www.e-periodica.ch>

Hebamme  
Sage-femme  
Levatrice  
Spendrera

2005

cb

Foto: Geburtshaus Artemis Steinach

**Wasser-**  
**geburt**

**Syndrome**  
**du bébé secoué**



**AVENT**  
Naturally

**VIA**<sup>TM</sup>

## Vielseitige Aufbewahrung für feine Babymahlzeiten

Die Bedürfnisse Ihres Babys verändern sich sehr schnell. Mit dem innovativen AVENT VIA Aufbewahrungs-System können Sie wertvolle Muttermilch oder später feine, frisch zubereitete Mahlzeiten sicher in vorsterilisierten, sofort einsatzbereiten Mehrwegbechern aufbewahren und transportieren.

Die leichten, kompakten und auslaufsicheren AVENT VIA Mehrwegbecher – bis zu vier Mal wiederverwendbar – können platzsparend im Kühl- und Gefrierschrank gestapelt werden und sind ideal für unterwegs. Der VIA Adapter ermöglicht Ihnen, mit der AVENT ISIS-Milchpumpe Ihre Muttermilch direkt in die Becher abzupumpen und dann aus diesen Ihr Baby zu füttern.

AVENT VIA – Ihr Baby auf komfortable Weise mit dem Besten ernähren.

**ZUR STERILISATION GEEIGNET 4 MAL WIEDERVERWENDBAR**  
**RECYCLEFÄHIG  MIKROWELLENGEEIGNET**



Zur Aufbewahrung  
von Babynahrung  
und Flüssigkeiten

Direkt in die sterilen  
VIA Mehrwegbecher  
abpumpen



Ideal zur  
Aufbewahrung  
und zum  
Transport von  
Muttermilch

7114(CH-0)183x266#1

Für weitere Informationen zum AVENT Programm rufen Sie uns an unter **056 266 56 56**,  
schreiben Sie an Vivosan SA, 5426 Lengnau oder besuchen Sie unsere Website [www.vivosan.ch](http://www.vivosan.ch)